

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/elektrostymulator-sport-elec-farmadolor-p-19256.html>



Elektrostymulator Sport-elec Farmadolor

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SE_FARMADOLOR
Kod EAN	831609004188

Opis produktu

Bezprzewodowy elektrostymulator Sport-elec Farmadolor łagodzi ból i napięcie mięśni

Mały i zwarty neurostymulator, wielokrotnego użytku, uspokaja i łagodzi napięcie pochodzenia mięśniowego. Dzięki powolnym skurczom delikatnie rozgrzeje Twoje mięśnie i uwolni endorfiny (dobre samopoczucie hormonów). Bez stosowania leków, a więc bez skutków ubocznych.

3 programy Tens

Za pomocą tego stymulatora mięśni Sport-elec wybrał dla Ciebie endorfiniczny program Tens, który ma 3 poziomy intensywności. Jest to prąd, który dzięki częstotliwości od 70 do 90 Hz rozprowadzi miękką i relaksującą falę w mięśniu.

Kompaktowy rozmiar

Mały i kompaktowy Farmadolor jest prawie niewidoczny pod ubraniem i można go używać wszędzie

Wielopozycyjny

Dzięki niewielkim rozmiarom i dostosowanej łatce Farmadolor może być stosowany w różnych częściach ciała.

Duży pad

Elektroda Farmadolor jest specjalnie zaprojektowana do endorfinowego programu Tens, idealnie rozprowadzi falę na mięśnie i dzięki dużemu rozmiarowi, wysoka intensywność zostanie rozprowadzona gładko na całym mięśniu.

Obszary użytkowania:

Dzięki zastosowaniu elektrostymulatora Farmadolor mamy możliwość stymulacji praktycznie każdego zakątka naszego ciała począwszy od mięśni karku poprzez mięśnie naramienne, kręgosłupa, lędźwiowe, biodra, uda a skończywszy na łokciach, kolanach, nadgarstkach i kostkach.

Zalety:

- Przywraca wolność działania twoich stawów.
- Łagodzi ból
- Relaksuje.
- Mały i zwarty, prawie niewidoczny pod ubraniem.

https://www.youtube.com/watch?v=0xvA8u_Kqlg

Charakterystyka techniczna:

- Technologia: Bezprzewodowa
- Liczba programów: 1
- Wskaźnik mocy: 3 lampki kontrolne
- Intensywność: max. 40 mA
- Ekran: nie
- Zasilanie: 2x bateria CR2450 (w zestawie)

-
- Automatyczny stop: Tak, po 60 min
 - Bezpieczeństwo zapłonu: 100%
 - Detekcja nieobecności, kontaktu: tak

Rada:

Przed użyciem należy umyć i osuszyć skórę. Usuń uszczelkę z przezroczystej plastikowej elektrody. nałóż na skórę, uruchom urządzenie. Po użyciu lekko zwilż je kilkoma kroplami wody i ostrożnie założyć plastikową nakładkę. Trzymaj elektrody w chłodnym, suchym miejscu. Żywotność elektrod zmienia się w zależności od konserwacji i częstotliwości użytkowania (około 40 sesji po 30 minut). Te środki ostrożności są niezbędne do przedłużenia żywotności elektrod.

Przeczytaj uważnie środki ostrożności i przeciwwskazania w instrukcji użytkowania twojego urządzenia do elektrostymulacji. Nie stosować: na ranę - w okolicy serca - na twarzy - na szyi - jeśli jesteś w ciąży - jeśli masz implant.

Ten produkt nie wymaga kremu kontaktowego.

W zestawie:

- 1x Elektrostymulator
- 1x Elektroda wielkoformatowa
- 1x Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/sportelec/ultranomade/instrultranomade.pdf>