

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/detektor-nawodnienia-i-melaniny-hiskin-himirror-p-16800.html>



Detektor nawodnienia i melaniny HiSkin HiMirror

Cena	239,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HISKIN
Kod EAN	4713120937298

Opis produktu

Fotonowy bezinwazyjny detektor nawodnienia i melaniny

Inteligentny sposób na zrozumienie, lepszą opiekę i rejestrację zmian na skórze.

Poznaj lepiej swoją skórę i pomóż jej promieniować zdrowym blaskiem! Czy jesteś zainteresowany zrozumieniem, dlaczego dostajesz tę okazjonalną irytującą pigmentację lub nieznosny oznaka starzenia się, lub dlaczego twoja skóra staje się sucha, napięta i czasami łuszcząca się? HiSkin może przynieść ci odpowiedzi, otwierając sekrety twojej skóry.

Aplikacja HiSkin na Androida i iOS

Bądź na bieżąco ze swoim stanem skóry i potrzebami - bez względu na to, czy jesteś w domu, w biurze czy w podróży.

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.himirror.hiskin>

iOS:

<https://itunes.apple.com/app/hiskin/id1171310422>

Bądź piękna podczas podróży, w pracy lub na randce.

Tylko 35 g, Przenośny, Długi czas gotowości

Bądź na bieżąco

Użyj systemu detekcji HiSkin, aby sprawdzić, czy i kiedy uzupełnić balsam do skóry, utrzymując nawilżoną skórę przez cały czas.

Natychmiastowy

Idź na zakupy i kup produkty do pielęgnacji skóry dzięki HiSkin. HiSkin może wyświetlać wiele parametrów, aby pomóc Ci zorientować się, który produkt ma wpływ na Twoją skórę, oszczędzając pieniądze i czas!

Pod ciągłą kontrolą

HiSkin & HiMirror rejestruje, monitoruje i analizuje zmiany na Twojej skórze, aby zidentyfikować, które produkty działają najlepiej.

Profesjonalna dokładność

Użyj HiSkin do nieinwazyjnego wykrywania i analizy wydzielania wilgoci z naskórka i pigmentu. Dzięki analizie HiSkin dowiesz się, jak pozornie niewielkie zmiany w diecie i stylu życia wpływają na Twoją skórę i skłaniają do osiągnięcia młodzieńczej, promiennej skóry!

Jak działa HiSkin?

Rewolucyjny projekt HiSkin łączy elektroniczną i dyfuzyjną inżynierię fotonową z nieinwazyjną analizą, wykrywaniem i

śledzeniem wilgotności skórek i wydzielania pigmentu w pięciu obszarach (czoło, oczy, górny policzek, dolny policzek i szyja).

Hydratacja

Hydratacja jest regulowana przez naskórek, który zatrzymuje wilgoć. Wyższy wskaźnik mierzony przez pojemność warstwy rogowej oznacza wyższy poziom hydratacji. HiSkin umożliwia ciągłe codzienne pomiary w celu monitorowania zmiany nawilżenia skóry i oceny skuteczności pielęgnacji wilgoci twarzy.

Melanina

Melanina to pigment brązowy / czarny skóry odpowiedzialny za zakres kolorów skóry. Im wyższy indeks (mierzony przez współczynnik odbicia światła skóry), tym wyższy poziom melaniny / ciemność skóry. HiSkin pozwala również na ciągłe codzienne pomiary, aby pomóc śledzić zmiany koloru skóry i ocenić poprawę przebarwienia.

Specyfikacja:

- Wymiar - 70 mm x 45 mm x 19 mm
- Waga - 35 g
- Czujniki - Element wykrywający środowisko, Melanina, Detektor poziomu nawodnienia
- Połączenie - Bluetooth z inteligentnymi urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w iOS 9.0+ Android 4.4.2+
- Bateria - litowa
- Pojemność - 142 mAh
- Napięcie znamionowe - 3,8V
- Czas działania - Jeśli akumulator zostanie naładowany zgodnie ze specyfikacją, bateria może wystarczyć na około 2 tygodnie przed ponownym ładowaniem.
- Wodoodporność - Chronić przed niewielkimi rozpryskami wody, Nie zanurzać HiSkin w wodzie
- Materiał - Zewnętrzna obudowa PCV, bez płytki z układem halogenowym

*Urządzenia działa tylko i wyłącznie w połączeniu z HiMirror